



## ПРЕСС ДЛЯ ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Применяется для прессования в вакууме чистых материалов из резины, каучуков, пластиков а так же порошковых материалов.

### Спецификация

- регулируемое усилие от 0 до 3 тонн
- размер плит 200 x 200 мм
- максимальная рабочая температура 315 °С
- доступный просвет между плитами 150 мм
- диаметр цилиндра 250 мм
- вес пресса 540 кг
- габаритные размеры 96 x 71 x 132 см

### Стандартная комплектация

- программируемый контроллер
- вакуумная камера
- ручной клапан сброса давления
- плиты с подогревом и охлаждением
- счетчик циклов работы пресса
- термопары типа J
- Интерфейс - PanelView

Филиал ООО "ЛабДепо" в Екатеринбурге "ЛабДепо-Урал"  
620075, Россия, Екатеринбург, Розы Люксембург, 37  
Тел./факс +7 (343) 278 74 51  
E-mail: [info@labdepot.ru](mailto:info@labdepot.ru) Web: [www.labdepot.ru](http://www.labdepot.ru)

