










Головы насосов L/S

Тип	Производительность, мл/мин	Кол-во роликов	Многоканальный или составной	Материал корпуса/роликов	Особенности
Standard					
	0.001 - 2900	3	Да, до 4-х голов	Поликарбонат/ холоднокатанная сталь, Поликарбонат/ нержавеющая сталь, или Полифенгиленсульфид/ нержавеющая сталь	Низкая стоимость, высокая точность. Лучший выбор для дозирования. Одна голова принимает один размер трубки.
Easy-Load® 3					
	0.001 - 2900	3	Да, до 4-х голов	Полипропилен и нейлон/ холоднокатанная сталь или нержавеющая сталь	Легкая замена трубок с автоматической фиксацией, трубка закрепляется только с одной стороны. Установка и наращивание голов без инструментов или оборудования.
Easy-Load® II					
	0.001 - 2900	4	Да, до 4-х голов	Полифенгиленсульфид / холоднокатанная сталь или Полифенгиленсульфид /нержавеющая сталь	То же, что и Easy-Load (ниже), но с автоматической фиксацией трубок и более высокой производительностью. Модели с регулируемой окклюзией.
Easy-Load®					
	0.001 - 2300	3	Да, до 4-х голов	Полисульфон/ холоднокатанная сталь, Полисульфон/ нержавеющая сталь, или Полифенгиленсульфид /нержавеющая сталь	Очень быстрая смена трубки. К одной голове подходит много трубок различного диаметра. Смена трубки без отсоединения головы насоса от привода.
Высокопроизводительная					
	0.006 - 3400	3	нет	Полиэстер, нержавеющая сталь, Полифенгиленсульфид /нержавеющая сталь	Подходят все высокопроизводительные прецизионные трубки всех размеров. Обеспечивает максимальную производительность среди всех голов L/S. Трубка входит и выходит с одной стороны головы насоса.
Для PTFE-трубок					
	0.001 - 65	6	нет	Алюминий, ацеталь/ нержавеющая сталь	Технологический прорыв! Жесткая труба из PTFE является единственной смачиваемой частью. Давление до 6,9 бар (100 psi).

Многоканальная					
	0.00005 – 2300 (для каждого канала)	3 или 6	Да, до 32 каналов	Алюминий/ нержавеющая сталь	Синхронный поток от 32 каналов без картриджей. Наборы трубок с двумя стопперами легко устанавливаются без необходимости регулировки.
Многоканальная картриджная					
		3, 4, 6 или 8	Да, от 1 до 12 каналов	Полифенгиленсульфид /нержавеющая сталь или Полифенгиленсульфид /Rulon®	Синхронные потоки по каждому из 12 каналов. Картриджи легко устанавливаются. Большое число роликов снижает пульсацию потока на выходе.
PTFE-диафрагменная					
	10 - 800	-	нет	-	PTFE и боросиликатное стекло являются единственными смачиваемыми деталями. Отлично подходит для измерительных целей. Давление до 6,9 бар (100 psi).

Трубки для голов насосов L/S

L/S голова	Трубки Microbore	Размеры Прецизионных трубок L/S						Размеры Высокопроизводительных прецизионных трубок L/S			
		L/S13	L/S14	L/S16	L/S25	L/S17	L/S18	L/S15	L/S24	L/S35	L/S36
Standard		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easy-Load 3 и II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easy-Load		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Высокопроизводительная								✓	✓	✓	✓
Многоканальная	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
Многоканальная картриджная	✓	✓	✓	✓	✓	✓					